

Link do produktu: <https://www.gastrofrost.pl/lada-chlodnicza-carmen-wch-8-2580-2580x1165x1260-mm-cebea-bochnia-p-60.html>



Lada chłodnicza CARMEN WCh-8 2580 | 2580x1165x1260 mm | Cebea Bochnia

Cena brutto	14 366,40 zł
Cena netto	11 680,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 7 do 21 dni
Numer katalogowy	WCh-8-2580
Producent	Cebea Bochnia

Opis produktu

Lada chłodnicza WCh-8 CARMEN w standardowym wyposażeniu:

wymiary urządzenia: długość: 2580mm / szerokość: 1170mm

- szyba frontowa dzielona rozwierna
- chłodzenie: grawitacja
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- oświetlenie ekspozycyjne - świetlówka LED
- przesłonki nocne wykonane z pleksy
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- górna półka wydawcza

Wyposażenie dodatkowe lady chłodniczej WCh-8 CARMEN

- blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- przegroda ruchoma lub stała
- półka szklana w części ekspozycyjnej
- dolna półka dla klienta (reling)
- grzałka rynienki skroplin
- świetlówka mięsna LED
- nakładki kaskadowe
- wanna na świeżą rybę
- gniazdo elektryczne

- podstawka na noże
- przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- kółka skrętne
- malowanie parownika metodą kataforezy

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe lady chłodniczej WCh-8 CARMEN

- blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- przegroda ruchoma lub stała
- półka szklana w części ekspozycyjnej
- dolna półka dla klienta (reling)
- grzałka rynienki skroplin
- świetlówka mięsna LED
- nakładki kaskadowe
- wanna na świeżą rybę
- gniazdo elektryczne
- podstawka na noże
- przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- kółka skrętne
- malowanie parownika metodą kataforezy

Parametry techniczne | Kolorystyka urządzenia

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1150				
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	400	440	610	750	900
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,95	1,1	1,45	1,88	2,24
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
MOC Z NAMIONOWA	W	340	420	590	600	650
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	6,2	6,5	8,9	9,1	9,8
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA	W/m	450				
MASA	kg	150	185	230	285	330

KOLORYSTYKA WYKOŃCZENIA BOKÓW ABS:



BRAZ



POPIEL



GRAFIT



CZARNY

KOLORYSTYKA PROFILI ALUMINIOWYCH



ZŁOTY



SREBRNY

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW METALOWYCH:



RAL 9003



RAL 7004



RAL 5010



RAL 3000



RAL 6029



RAL 9005



RAL 1021



ZŁOTY



RAL 1015



RAL 7012




RAL 2004

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

KOLORYSTYKA PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF



WG PALETY RAL

KOLORYSTYKA BLATÓW GRANITOWYCH:



ROSA - PORRINO



BIANCO

Transport

Z uwagi na zróżnicowane wymiary zewnętrzne naszych produktów koszt wysyłki ustalany jest każdorazowo przy zakupie.

Istnieje możliwość bezpłatnego dostarczenia towaru.

W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: 56 300 02 16 lub 574 760 441

Gwarancja 24 miesiące

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

24 MIESIĄCE GWARANCJI NA TWOJE URZĄDZENIA - JASNE ZASADY

Co należy zrobić aby otrzymać pełną gwarancję producenta na twoje urządzenie.

Jeżeli kupiłeś/aś urządzenie wyprodukowane przez CEBEA Sp. z o. o.
w Bochni **nie dłużej niż 3 miesiące temu** i chcesz bezpłatnie przedłużyć
gwarancję **o dodatkowe 12 miesięcy** musisz uzyskać prolongatę.

W tym celu należy skorzystać z " formularza gwarancyjnego " na stronie
internetowej Cebea Bochnia ([FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY](#)), wypełnić go elektronicznie
i wysłać zgłoszenie. Otrzymacie Państwo potwierdzenie.
Należy wydrukować wiadomość zwrotną lub zachować e-mail.
Cała operacja wypełniania formularza nie powinna zająć więcej
niż 2-3 minuty.